

腔鏡・腔壁圧定鈎


Vaginal Speculum / Vaginal Retractor

桜井ロング腔鏡

Sakurai Long Vaginal Speculum



弁がクスコー腔鏡と同じなので、子宮頸部の視野を広くとることができます。



製品コード	カタログ番号	サイズ	弁		
			幅	厚さ	長さ
17787	CM-5024	L	30mm	17mm	113mm
17788		M	29mm	17mm	103mm
17789		S	26mm	17mm	96mm

黄銅製Crメッキ

