

腔鏡・腔壁圧定鈎

Vaginal Speculum / Vaginal Retractor

グレイブス腔鏡 絶縁 排煙ガイド

Graves Vaginal Speculum

絶縁コーティングを施してあるので電気メス等でも使用できます。



製品コード	弁		
	幅	厚さ	長さ
13393	35mm	20mm	118mm

ステンレス製 ブラック仕上 (絶縁コーティング)

腔壁圧定鈎 絶縁

Lateral Vaginal Wall Retractor

腔鏡と併用することで腔鏡内に腔壁が入り込むのを防ぐ、絶縁コーティングの圧定鈎です。



製品コード	弁		奥行	高さ
	幅	長さ		
13394	22mm	55mm	138mm	200mm

ステンレス製 ブラック仕上 (絶縁コーティング)

