


# 腔鏡・腔壁圧定鈎

## Vaginal Speculum / Vaginal Retractor

### 木下手術用腔鏡

Kinoshita Vaginal Speculum for Operation




CM-5042

製品コード	カタログ番号	サイズ	幅	深さ	全長
18261	CM-5042	LL	50mm	84mm	171mm
18262		L	45mm	83mm	162mm

黄銅製Crメッキ

### 木下手術用腔壁圧定鈎

Kinoshita Vaginal Retractor for Operation




CM-5027

製品コード	カタログ番号	幅	深さ	全長
18268	CM-5027	37mm	92mm	187mm

鈎：ステンレス製 柄：黄銅製Crメッキ

### M.M式産褥用腔鏡

M.M-Type Vaginal Speculum for Puerperia




CM-5050

製品コード	カタログ番号	サイズ	幅	深さ	全長
18251	CM-5050	L	50mm	150mm	168mm
18252		S	40mm	137mm	

黄銅製Crメッキ

### M.M式産褥用腔壁圧定鈎

M.M-Type Vaginal Retractor for Puerperia



CM-5051

製品コード	カタログ番号	幅	深さ	全長
18267	CM-5051	44mm	91mm	183mm

黄銅製Crメッキ