


**クリステル腔鏡**  
Kristeller Vaginal Speculum




CM-5038

製品コード	カタログ番号	サイズ	幅	深さ	全長
18263	CM-5038	L	38mm	92mm	162mm
18264		M	35mm	89mm	
18265		S	30mm	86mm	

黄銅製Crメッキ

**柳腔鏡 通水用**  
Yanagi Vaginal Speculum with Drain




CM-5035

製品コード	カタログ番号	サイズ	幅	深さ	全長
18253	CM-5035	L	38mm	100mm	134mm
18254		M	33mm	97mm	
18255		S	32mm	91mm	

黄銅製Crメッキ

**木下腔壁圧定鈎**  
Kinoshita Vaginal Retractor




CM-5057

製品コード	カタログ番号	サイズ	幅	深さ	全長
18269	CM-5057	L	29mm	88mm	177mm
18270		M	25mm	84mm	
18271		S	21mm	80mm	

鈎：ステンレス製 柄：黄銅製Crメッキ

**吾妻腔壁圧定鈎**  
Azuma Vaginal Retractor



CM-5056

製品コード	カタログ番号	サイズ	幅	深さ	全長
18272	CM-5056	L	29mm	88mm	158mm
18273		M	25mm	85mm	
18274		S	21mm	81mm	

鈎：ステンレス製 柄：黄銅製Crメッキ