

子宮消息子・子宮捲綿子

Uterine Probe / Uterine Applicator

子宮消息子
Uterine Probe

子宮消息子 高齢者診断用
Uterine Probe

子宮捲綿子
Uterine Applicator

子宮捲綿子 柳葉状 スメヤ採取用
Uterine Applicator



CM-5109



CM-5110



CM-5106



CM-5107



製品コード	カタログ番号	全長
18275	CM-5109	30cm

先：銀製 柄：銅製 把手：黄銅製Crメッキ

●先端7cmから15cmまで1cmごとに目盛りが付けてあります。

製品コード	カタログ番号	全長
18895	CM-5110	25.5cm

先：銀製 柄：銅製 把手：黄銅製Crメッキ

●先端から7cmのところに目盛りが付けてあります。
●柄が細いので萎縮による子宮頸管の狭小化に際しても、容易に挿入できます。

製品コード	カタログ番号	全長
18276	CM-5106	27.5cm

黄銅製Crメッキ

製品コード	カタログ番号	全長
18277	CM-5107	24.5cm

ステンレス製

●綿巻部の特殊加工により、巻綿が解けずスメヤ採取が確実です。
また、容易に巻綿除去ができます。