

頸管鑷子・頸管鉗子

Endocervical Canal Forceps / Endocervical Canal Speculum

アトムコルポスコピー用頸管鑷子

Atom Endocervical Canal Forceps for Colposcopy



実物大

[全長]

CM-5410
26cm

1/2

CM-5410

コーガン頸管鉗子

Kogan Endocervical Canal Speculum



実物大

[先端幅]

KB099/03
3.5mm

KB099/07
7mm

1/2

KB099/03

製品コード	カタログ番号	全長
18168	CM-5410	26cm

ステンレス製 ブラック仕上

●先端の扁平部で頸管を開いて検鏡します。

製品コード	カタログ番号	先端幅	全長
19205	KB099/03	3.5mm	24cm
19206	KB099/07	7mm	

ステンレス製