


## KS 腔部弯曲鉗子 5×6爪 BOX-LOCK

KS Uterine Forceps with Curve

後腔円蓋を把持し無用な出血を防ぐ患者にやさしい腔部鉗子です。



GY100/26



実物大

[全長]

GY100/26  
26cm

### 組織の損傷を抑える把持部


- 把持部の山と谷を細かくすることで、組織の損傷を抑え無用な出血を防ぎます。

### スリムな先端部

- 後腔円蓋の狭い部分にも、スムーズにアプローチできます。

### 視野を確保するS字カーブ

- 鉗子全体が緩やかなS字状カーブを描いているので、処置中の視野の確保が容易です。



KS腔部弯曲鉗子

S字状のカーブにより  
処置中の視野を確保

後腔円蓋の把持により  
出血リスクを軽減

製品コード	カタログ番号	先幅	全長
17850	GY100/26	6.5mm	26cm

ステンレス製