


# 人工授精先・子宮洗浄カテーテル・導尿カテーテル・造腔用プロテーゼ

Artificial Fertilization / Uterine Irrigating Catheter / Urinary Catheter / Vaginal Prosthesis

## 慶応式人工授精先 太・細2本組

Artificial Fertilization



CM-5253

製品コード	カタログ番号	サイズ
17040	CM-5253	太：2.3×70mm
		細：2.0×70mm

銀製

●銀製なので容易に手で曲げられ、ご希望の形状になります。

## ボーゼマン子宮洗浄カテーテル 婦人科用

Bozeman Uterine Irrigating Catheter



CM-5385

製品コード	カタログ番号	サイズ	先端径
17032	CM-5385	L	7.2mm
17033		M	6.4mm
17034		S	5.8mm

黄銅製Crメッキ

## S字状カテーテル 導尿カテーテル

Urinary Catheter



CM-5383

製品コード	カタログ番号	先端径
17035	CM-5383	4.5mm

黄銅製Crメッキ

## 造腔用プロテーゼ


Vaginal Prosthesis



CM-5693

製品コード	カタログ番号	サイズ	寸法		
			A	B	C
17022	CM-5693	L	40mm	90mm	30mm
17023		M	35mm	80mm	25mm
17024		S	30mm	70mm	20mm

プラスチック製



●腔形成手術に、滑脱容易なメタクリル樹脂製の本品は、組織に対する刺激性が全くありません。中心の穴は薬液注入に都合がよく、糸通しが付いていますので抜去が容易です。