


# 有窓鈍匙/鋭匙・流産鉗子

## Uterine Curettes / Abortion Forceps

### 日母型有窓鈍匙

J.A.M.W Type Uterine Curettes



CM-5620


| 製品コード | カタログ番号  | 先 幅   | 全 長  |
|-------|---------|-------|------|
| 18445 | CM-5620 | 4.5mm | 28cm |
| 18446 |         | 6mm   |      |
| 18409 |         | 9mm   |      |
| 18412 |         | 12mm  |      |
| 18415 |         | 15mm  |      |

刃先：ステンレス製 柄：銅製 把手：黄銅製Crメッキ

- 匙部の先端を扁平状にし、刃が半鈍になっており搔爬が容易です。
- 柄は柔軟性があり、曲げやすく作られています。
- 先端から7、10、15cmのところに目盛りが付けてあります。

### ブム早産用有窓鈍匙

Bumm Uterine Curettes



CM-5615

| 製品コード | カタログ番号  | 刃 先  | 先 幅    | 全 長  |
|-------|---------|------|--------|------|
| 18301 | CM-5615 | No.1 | 9mm    | 28cm |
| 18302 |         | No.2 | 9.5mm  |      |
| 18303 |         | No.3 | 11.5mm |      |
| 18304 |         | No.4 | 14mm   |      |
| 18305 |         | No.5 | 17mm   |      |

刃先：ステンレス製 柄：黄銅製Crメッキ