


## オルスハウゼン子宮有窓鋭匙

Olshausen Uterine Curettes



CM-5286


製品コード	カタログ番号	刃先	先幅	全長
18201	CM-5286	No.1	3.5mm	27cm
18202		No.2	4.5mm	
18203		No.3	5.5mm	
18204		No.4	6.5mm	
18205		No.5	7.5mm	

刃先：ステンレス製 柄：黄銅製Crメッキ

●先端から7cmのところに目盛りが付けてあります。

## ヒルスト流産鉗子 撞木止

Hirst Abortion Forceps



CM-5627

製品コード	カタログ番号	先幅	全長
18806	CM-5627	6mm	27.5cm
18807		7mm	
18808		8mm	

ステンレス製

●先端から7cmのところに目盛りが付けてあります。