

産科聴診器・妊娠暦

Obstetric Stethoscope / Birth Calendar

慶応式産科聴診器

Keio Type Obstetric Stethoscope



CA-1017

製品コード	カタログ番号
17002	CA-1017

木製

樋口式産科聴診器

Higuchi Obstetric Stethoscope



CA-1013

製品コード	カタログ番号
17005	CA-1013

木製

トラウベ・木下式産科聴診器

Traube Obstetric Stethoscope



CA-1015

製品コード	カタログ番号
17003	CA-1015

合成樹脂製

アトム妊娠暦

Atom Birth Calendar



CM-5495

製品コード	カタログ番号	寸法
17001	CM-5495	直径:76mm 厚:25mm

- 最終月経の第1日を最終月経が始まった日に合わせるだけで、分娩予定日、今日の妊娠週・日、胎動自覚がいつ頃かなど、妊娠に関する暦日を算出できます。また、週または日が“満”で直読できます。