

パイパー産科鉗子
Piper Obstetric Forceps




KB760/44

製品コード	カタログ番号	全長
19289	KB760/44	44cm

ステンレス製


アトムコバック針
Atom Kobak Needle



CM-5545

製品コード	カタログ番号	針出	全長
17038	CM-5545	10mm	21cm
17036		12mm	
17037		15mm	

針：ステンレス製 外套管：黄銅製Crメッキ



●針を安全に目標部位に到達するまで外套管で保護し、到達後10~15mmまで組織に刺入して麻醉液を注入させ、局部的に神経遮断する針です。