

帝切用器具


Caesarean Instrument

明城帝王切開娩出器

Akagi Obstetric Scoop



CM-5664



アトムO&K帝王切開分娩匙

Atom O&K Obstetric Scoop



CM-5666

製品コード	カタログ番号	全長
18215	CM-5664	34.5cm

ステンレス製

製品コード	カタログ番号	全長
18216	CM-5666	27cm

黄銅製Crメッキ

- 児頭と骨盤の周囲状況に適合した型で、匙部の骨盤内挿入が極めて容易です。また、テコ運動を行えるので、児頭の浮上娩出が極めて効果的に行えます。