


膀胱子宮靱帯鉗子・子宮靱帯把持鉗子


Vesicouterine Ligament Forceps / Uterine Ligament Holding Forceps

膀胱子宮靱帯鉗子 側反型 BOX-LOCK
Vesicouterine Ligament Forceps

子宮靱帯把持鉗子 側反型 BOX-LOCK
Uterine Ligament Holding Forceps



tk12033-16



CM-5236

製品コード	カタログ番号	全長
19467	tk12033-16	16cm
19468	tk12033-18	18cm

ステンレス製

製品コード	カタログ番号	全長
18155	CM-5236	19cm

ステンレス製

- 先端から支点までの長さが短く、全体がスリムなため、組織の剥離や把持など繊細な操作が容易に行えます。

広汎性子宮全摘出術において、膀胱子宮靱帯の剥離や把持に用います。

