


# 筋腫固定器

## Myoma Fixator

### ゼゴン筋腫固定器


Segon Myoma Screws



CM-5193

### アトム子宮筋腫固定鉗子

Atom Uterine Myoma Forceps



CM-5195

製品コード	カタログ番号	サイズ	先端部		全長
			径	長さ	
18141	CM-5193	L	21mm	65mm	18.5cm
18142		M	15mm	55mm	17.5cm
18143		S	12mm	40mm	15cm

ステンレス製

製品コード	カタログ番号	鉤径	全長
18044	CM-5195	5mm	33cm
18045	CM-5196	10mm	

CM-5195 鉤部・柄：ステンレス 把手：黄銅製Crメッキ  
CM-5196 鉤部：ステンレス 柄・把手：黄銅製Crメッキ

- 子宮筋腫を固定し、切開や子宮からの分離を容易にすることができます。