


頸リス鉗子・腹膜鉗子

Cervical Laceration Forceps / Peritoneal Forceps

頸リス鉗子 無傷性 BOX-LOCK
Cervical Laceration Forceps




ミクリッチ腹膜鉗子 BOX-LOCK
Mikulicz Peritoneal Forceps



CM-5141
24 cm

CM-5141



AA601/14
14 cm

AA609/20
20 cm

AA609/20



製品コード	カタログ番号	先 幅	全 長
18062	CM-5141	21mm	24cm

ステンレス製

製品コード	カタログ番号	先 幅	全 長
19152	AA601/14	14cm	14cm
19153	AA609/20	20cm	20cm

ステンレス製