

開胸器

Rid Spreader

カスターネダ小児用開胸器

Kastaneda Rib Spreader



製品コード	カタログ番号	最大開口幅	弁	
			幅	深さ
19326	KK110/03	65mm	32mm	10.5mm

アルミニウム製

KK110/03

フィノチェット小児用開胸器

Finocchietto Rib Spreader



製品コード	カタログ番号	最大開口幅	弁	
			幅	深さ
19325	KK104/00	75mm	15mm	15mm

アルミニウム製

KK104/00