

腸 箆

Intestinal Spatula



CM-5373

製品コード	カタログ番号	幅	深さ	全長
18871	CM-5373	55mm	90mm	26cm

ステンレス製

ミクリッチ腸圧定箆

Mikulicz Intestinal Spatula



CF-2186

製品コード	カタログ番号	サイズ	幅	深さ	全長
18107	CF-2186	LL	55mm	120mm	28.5cm
18106		L	35mm	110mm	27cm

ステンレス製

柔軟性腸圧定箆

Abdominal Spatula



AK800/12

製品コード	カタログ番号	幅	全長
19352	AK800/12	12mm	20cm
19353	AK800/17	17mm	
19354	AK804/30	30mm	33cm
19355	AK804/40	40mm	
19356	AK804/50	50mm	

ステンレス製