

子宮鏡・腹腔鏡用手術器具

Instruments for Hysteroscopy and Laparoscopy

子宮マニピュレーター ラテックスフリー ディスポーザブル
Uterine Manipulator



腹腔鏡下での手術や検査の際に子宮を操作することができます。

子宮穿孔を防ぐ柔軟性のある先端

スパーサー

スパーサーを装着することでチップの実効長を調節することができます。

9cm ▶ 8cm 7cm ▶ 6cm

卵管の疎通性検査が可能です

先端から色素等を注入。

バルーンを膨張させることで注入した色素をもらしません。

バルーンの膨張を維持する逆止弁付き。

ハンドル操作によって子宮を自由な方向に動かせます。

130°
90°

製品コード	カタログ番号	チップ長	発売単位
13402	UM201	7cm	1個
13400			1箱(5個入)
13403	UM202	9cm	1個
13401			1箱(5個入)

セット内容
スケール…1 スパーサー…1 シリンジ…1